



H_Ma_HH02_IE-REV01

H@He-Care[®]
Interactive health.

DISTRIBUTORE UNICO
SOLE DISTRIBUTOR

itemoxygen[®]

Item oxygen srl
Via Le Fogge, 11 | 70022 Altamura (Ba) | ITALY
t. + 39 080 314 36 47 | f. + 39 080316 06 11
info@itemoxygen.com
itemoxygen.com



Conforms to the following
Product Specifications:
EN 60601-1:2006/AC:2010
EN 60601-1-2:2007/AC:2010
EN 60601-1-6:2010
EN 60601-1-8:2007/AC:2010



H@He-Care[®]
Interactive health.

H@H e-Care, dispositivo medico domiciliare all-in-one, offre un servizio moderno, efficiente e funzionale. La sua flessibilità e la versatilità nell'utilizzo consentono una semplice interconnessione e scambio dei dati con i più comuni dispositivi per la rilevazione dei parametri clinici del paziente.

H@H e-Care, grazie alla tecnologia web based, consente l'attivazione contemporanea ed in remoto della videoconferenza e/o del video consulto e la visualizzazione dei parametri clinici del paziente, dei suoi trend e soglie di anomalia, risultando così uno strumento clinico "vicino al paziente" in quanto consente di instaurare un legame continuo e psicologicamente rassicurante.



H@H e-Care, a homecare medical device all-in one, offers a modern, efficient and functional service. Its flexibility and versatility of use, allows a simple interconnection and exchange data with the most common devices for the detection of clinical parameters of the patient.

H@H e-Care, thanks to the web-based technology, allows the simultaneous activation and remote of videoconferencing and / or video consultation and the visualization of clinical parameters of the patient, of its trends and of anomaly thresholds, thus resulting a clinical tool "near the patient" as it allows you to establish a continuous link and it results psychologically reassuring.

La soluzione di teleassistenza: un prodotto all-in-one semplice e compatto.

Video Consulto / Misurazione dei Parametri Clinici / Cartella Clinica Personalizzata / Estrema flessibilità e versatilità di utilizzo / adatto a svariati casi di utilizzo, come: domicilio del paziente – case di cura – ambulatori medici.

A telecare solution: an all-in-one product simple and compact

Video Consulting / Measurement of many Clinical Parameters / Customizable Medical Record / Extreme flexibility and versatility of use,; such as the patient's home - nursing homes - medical clinics .

Semplicità nell'utilizzo

Interfacce User Friendly / Voce guida di supporto / Schermo touch screen 10.1 cm / Supporto Multiutente / Modalità di connessione Wired o Wireless / Bassissimo impatto di banda.

Easy of use

User Friendly Interface / Voice guidance / Touch Screen Display 10.1 cm / Multiuser Support / Wired or Wireless connection / Very low impact of bandwidth.

Piattaforma multifunzione

H@H e-Care è in grado di interagire con un gran numero di strumenti di misura come: Glucometri / Misurazioni Pressione Arteriosa / Termometri; Pulsossimetri / Bilance / Stadiometri / Analizzatori di Hb - Grasso corporeo – INR – Urina – Colesterolo / auscultazione a distanza

Multifunctional platform

H@H e-Care is able to interface with a large number of measuring instruments such as Glucometers / Measuring Blood Pressure / Ther-mometers; Pulse Oximeters / Scales / Stadiometri / Analyzers of: Hb - Body Fat - INR - Urine - Cholesterol / remote auscultation ...

Costruito nel rispetto di norme, certificazioni e standard internazionali

Il dispositivo è certificato FDA 510(K), CE, KFDA, ISO/IEEE11073. Utilizzando il protocollo HL7 per lo scambio dei dati, H@H e-Care rende semplice ed efficace l'integrazione della gestione di dati clinici in qualsiasi piattaforma software .

International standards/certification through the reliability and generality

The device is certified FDA 510 (K), CE, KFDA, ISO/IEEE11073.Using the HL7 protocol for the data exchange, H@H e-Care makes easy and effective to integrate into any software platform for the management of clinical data.


La grande varietà di funzioni integrate, quali il video consulto ed i servizi multimediali, rendono **H@H e-Care** un dispositivo medico altamente innovativo ed una vera e propria rivoluzione nell'ambito dell'assistenza medica. Gli utenti sono ora in grado di gestire e disporre di una cronologia di tutti i dati clinici rilevati in modo semplice e conveniente quali ad esempio pressione arteriosa, glicemia, SpO2, elettrocardiogramma, etc.

Nonostante la molteplicità dei dati in gioco, **H@H e-Care** permette al personale medico non solo la gestione in remoto dei dati, ma grazie alla tecnologia web based, è anche in grado di strutturare un sistema di tele-assistenza estremamente preciso ed efficace.



The wide variety of integrated functions, like the video consulting and multimedia services, make H@H e-Care a medical device highly innovative and a great revolution in the medical care sector. Users are now able to manage and historicize all clinical data collected in an extremely simple and convenient way (blood pressure, blood sugar, SpO2, ECG ...).

Despite the multiplicity of data involved, the H@H e-Care enables the medical staff not only remote management of data, but thanks to the web-based technology, it is also able to structure a system of remote support highly accurate and effective.



- 
INR
INR
- 
STADIOMETRO
STADIOMETER
- 
TERMOMETRO
THERMOMETRE
- 
SATURIMETRO
OXIMETRE
- 
GLUCOMETRO
GLUCOMETER
- 
KETONE OPTIUM
- 
HbA1c
HbA1c
- 
STETOSCOPIO
STETHOSCOPE
- 
COLESTEROMETRO
CHOLESTEROL
- 
ECG
ECG
- 
BILANCIA
BALANCE
- 
TENSIOMETRO
TENSIOMETRE
- 
BA-110
BA-110