

Telemedicina ospedaliera

La Trave Testaletto e-Health gestisce il monitoraggio del paziente, inviando i dati fisiologici rilevati dai dispositivi medici alla piattaforma Medic@re, e dunque alla Control Room della struttura sanitaria o a singoli device (PC, smartphone, tablet) del personale sanitario di riferimento.

- Condivisione del dato clinico nelle diverse strutture ospedaliere
- Gestione informatizzata del monitoraggio clinico
- Acquisizione dei parametri clinici rilevati in moduli digitali integrati nella cartella clinica informatizzata
- calcolo automatico dello score MEWS
- Identificazione del deterioramento clinico intraospedaliero
- Maggiore sicurezza per i pazienti
- Qualità elevata delle risposte sanitarie
- Valorizzazione delle competenze degli operatori sanitari
- Omogeneità e standardizzazione del modello di telemonitoraggio
- Innovazione ed elevazione degli standard.



Item Oxygen s.r.l.

p.iva/c.f. 06068560728



Via Le Fogge, 11
70022 Altamura (BA) - Italy

www.itemoxygen.com

+39 080 314 3647
Fax +39 080 316 0611

info@itemoxygen.com
item.oxygen@legamail.it



N270 e-Health - Trave testaletto
con telemonitoraggio integrato

*Telemedicina ospedaliera
a garanzia della continuità assistenziale*



N270 e-Health - Trave testaletto con telemonitoraggio integrato



Il modello **N270 e-Health** rappresenta la perfetta soluzione per il ricovero in aree di degenza. Design armonioso, versatilità e attenzione/cura del paziente. Il modello **N270 e-Health** è sintesi di elevata qualità.

Realizzata con materiale altamente resistente, alluminio estruso, che le assicura una longevità di utilizzo. Il modello **N270 e-Health** garantisce standard elevati in termini di sicurezza grazie ai bordi arrotondati e alle utenze fisicamente separate. Configurazione customizzabile in base alle esigenze del committente.

N270 e-Health, soluzione innovativa di telemedicina ospedaliera che garantisce che garantisce la condivisione del dato clinico nelle diverse strutture ospedaliere.*



N270 e-Health - Trave testaletto con telemonitoraggio integrato

La soluzione **all-in-one** che integra le classiche funzioni di una trave testaletto con un sistema innovativo di telemonitoraggio.

N270 e-Health consente di realizzare un collegamento diretto tra i pazienti ricoverati in reparto e la sala medici, attraverso il telemonitoraggio.

Display LCD touch screen integrato per il monitoraggio dei parametri vitali, rilevati da **Dispositivi Medici wireless e indossabili**, certificati in Classe IIA.

Vantaggi:

- Monitoraggio a bordo letto anche in degenze ordinarie
- Mobilità paziente
- Supervisione del personale di reparto
- ECG fino a 72 pazienti contemporaneamente
- Archivio dei dati rilevati, trascritto in cartella clinica
- Risparmio sanitario
- Protezione dati personali e conformità al GDPR

-  **Termometro**
-  **Saturimetro**
-  **Sfigmomanometro**
-  **Fonendoscopio**
-  **ECG**